

E 355  
Carro  
para colocação perfeita de vidraria de colo estreito.



- Equipado com 16 injectores
- Metade pode ser ocupada com outros complementos

Código EAN: 4002511116191 / Número de material: 03809560 /  
Número de material antigo: 69535501D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria do produto</b>	
Carro para vidraria estreita	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Vidraria de colo estreito [número]	16
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	502
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	517
Medida exterior, altura bruta em mm	545
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	5,80
Peso bruto em kg	6,40
<b>Incluído na embalagem</b>	
E 351 injetor Ø 4 mm, comprimento 160 mm [número]	7
E 352 injetor Ø 6 mm, comprimento 220 mm [número]	9
E 353 fixador para injetores E 351 [número]	7
E 354 fixador para injetores E 352 [número]	9
Injetor para doseador de pó [número]	1