

E 367

Carro

para colocação perfeita de material de intubação.



- 20 inject. Ø 2,5 x 30 mm, 25 inject. Ø 4,0 x 30 mm (5 forn. sep.)
- 40 molas de fixação para injectores
- Equipado com ligação para secagem com ar quente
- Fixador ML/2 p/ reconhecimento auto. carro/sensor braço aspersor

Código EAN: 4002511116337 / Número de material: 03809710 /

Número de material antigo: 69536701D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Carro para instrumentos de anestesia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	502
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	515
Medida exterior, altura bruta em mm	490
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	6,20
Peso bruto em kg	10,00