


E 373

Complemento  
para colocação perfeita de instrumentos ORL.



- Malha da base 3 mm, lados 1,7 mm, tampa 3 mm
- Equipado com 28 barras de apoio verticais
- Equipado com 2 pegas articuladas
- Aplicável no cesto superior e inferior

Código EAN: 4002511116405 / Número de material: 03809790 /  
Número de material antigo: 69537301D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para instrumentos de otorrinolaringologia	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	55
Medida exterior, largura líquida em mm	150
Medida exterior, profundidade líquida em mm	225
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	170
Medida exterior, profundidade bruta em mm	240
Peso líquido em kg	0,66
Peso bruto em kg	0,77