

E 374

Complemento

para colocação perfeita de instrumentos ORL, por ex. ligações de inalação.



- 24 comp. aprox. 45 x 45 mm, 27 compartimentos aprox. 12 x 12 mm
- Malha da base 1,7 mm
- Aplicável no cesto superior e inferior

Código EAN: 4002511116412 / Número de material: 03809800 /
Número de material antigo: 69537401D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para instrumentos de otorrinolaringologia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	51
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	63
Medida exterior, largura líquida em mm	173
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	190
Medida exterior, profundidade bruta em mm	460
Peso líquido em kg	1,20
Peso bruto em kg	1,20