

E 408

Carro

para colocação perfeita de até 96 pipetas.



- Adequado para 96 pipetas até 450 mm
- Superfície 16 x 16 mm
- Compl. com moldura suporte a 150 mm altura
- Equipado com ligação para secagem com ar quente

Código EAN: 4002511116689 / Número de material: 03810130 /
Número de material antigo: 69540801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Carro com ligação para secagem com ar quente	•
Carro para pipetas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Capacidade	
Pipetas [número]	96
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	502
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	517
Medida exterior, altura bruta em mm	540
Medida exterior, largura bruta em mm	530
Medida exterior, profundidade bruta em mm	500
Peso líquido em kg	5,50
Peso bruto em kg	7,10