


E 413

Complemento

para colocação perfeita de tubos de aspiração.



- Adequado para 6 tubos de aspiração sistema Sirona
- Aplicável no cesto superior O177/1

Código EAN: 4002511124486 / Número de material: 03810180 /

Número de material antigo: 68741301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para instrumentos dentários	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Capacidade	
Tubos flexíveis [número]	6
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	205
Medida exterior, largura líquida em mm	390
Medida exterior, profundidade líquida em mm	450
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	485
Medida exterior, profundidade bruta em mm	495
Peso líquido em kg	1,40
Peso bruto em kg	1,41