


UTS

Caixas de utensílios
para limpeza perfeita de peças pequenas.



- Equipado com uma tampa
- 3 compartimentos com um tamanho de ?? x ??

Código EAN: 4002511117143 / Número de material: 03810260 /
Número de material antigo: 69741001D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	3
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	93
Medida exterior, largura líquida em mm	102
Medida exterior, profundidade líquida em mm	350
Medida exterior, altura bruta em mm	110
Medida exterior, largura bruta em mm	400
Medida exterior, profundidade bruta em mm	605
Peso líquido em kg	0,75
Peso bruto em kg	1,00