

ID 90

Injetor

com apoio em plástico, Ø 3 mm, comprimento 90 mm.



- Adequado para cestos e carros de injectores convencionais
- Ideal para p.e. provetas e garrafas graduadas e tubos de ensaio

Código EAN: 4002511116962 / Número de material: 03810320 /
Número de material antigo: 69709001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	32
Medida exterior, largura líquida em mm	32
Medida exterior, profundidade líquida em mm	90
Medida exterior, altura bruta em mm	32
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	100
Diâmetro em mm	3
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,01