


ID 90

Injetor

com apoio em plástico, Ø 3 mm, comprimento 90 mm.



- Adequado para cestos e carros de injectores convencionais
- Ideal para p.e. provetas e garrafas graduadas e tubos de ensaio


Código EAN: 400251116962 / Número de material: 03810320 /
Número de material antigo: 69709001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	32
Medida exterior, largura líquida em mm	32
Medida exterior, profundidade líquida em mm	90
Medida exterior, altura bruta em mm	32
Medida exterior, largura bruta em mm	80

ID 90

Injetor

com apoio em plástico, Ø 3 mm, comprimento 90 mm.



Código EAN: 400251116962 / Número de material: 03810320 /

Número de material antigo: 69709001D

Medida exterior, profundidade bruta em mm	100
Diâmetro em mm	3
Peso líquido em kg	0,01
Peso bruto em kg	0,01