

ID 160

Injetor

com apoio em plástico, Ø 4 mm, comprimento 160 mm.



- Adequado para cestos e carros de injectores convencionais
- Ideal para p.e. provetas e garrafas graduadas e tubos de ensaio

Código EAN: 400251116993 / Número de material: 03810350 /

Número de material antigo: 69716001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	55
Medida exterior, largura líquida em mm	55
Medida exterior, profundidade líquida em mm	160
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	55
Medida exterior, profundidade bruta em mm	160
Diâmetro em mm	4
Peso líquido em kg	0,02
Peso bruto em kg	0,02