


E 118

Complemento

para colocação perfeita de meias-caixas Petri.



- Adequado para 38 semi-placas de Petri com Ø 100 mm
- Equipado com 38 suportes, altura 70 mm, distância aprox. 26 mm
- Aplicável no cesto superior

Código EAN: 400251115767 / Número de material: 03830270 /

Número de material antigo: 69511801D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para placas Petri	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Meias-caixas Petri [número]	38
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	120
Medida exterior, largura líquida em mm	460
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	480
Medida exterior, profundidade bruta em mm	480
Peso líquido em kg	1,54
Peso bruto em kg	1,90