

E 142

Complemento  
para colocação de diversos instrumentos.



- 1 mm malha metálica, 5 mm malha, 5 mm moldura
- Equipado com 2 pegas articuladas
- A capacidade de carga máx. é de 10 kg

Código EAN: 4002511115972 / Número de material: 03830300 /  
Número de material antigo: 69514201D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Tabuleiro de rede	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	55
Medida exterior, largura líquida em mm	255
Medida exterior, profundidade líquida em mm	480
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	280
Medida exterior, profundidade bruta em mm	515
Peso líquido em kg	0,70
Peso bruto em kg	0,86