

E 142

Complemento

para colocação de diversos instrumentos.



- 1 mm malha metálica, 5 mm malha, 5 mm moldura
- Equipado com 2 pegas articuladas
- A capacidade de carga máx. é de 10 kg

Código EAN: 400251115972 / Número de material: 03830300 /
Número de material antigo: 69514201D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Tabuleiro de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	55
Medida exterior, largura líquida em mm	255
Medida exterior, profundidade líquida em mm	480
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	280

E 142

Complemento
para colocação de diversos instrumentos.



Código EAN: 400251115972 / Número de material: 03830300 /
Número de material antigo: 69514201D

Medida exterior, profundidade bruta em mm	515
---	-----

Peso líquido em kg	0,70
--------------------	------

Peso bruto em kg	0,86
------------------	------