

E 143

Complemento

para colocação perfeita de diversos conjuntos de instrumentos.



- 1 mm malha metálica, 5 mm malha, 5 mm moldura
- Equipado com 2 pegas articuladas

Código EAN: 4002511115989 / Número de material: 03830310 /  
Número de material antigo: 69514301D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Categoria do produto	
Tabuleiro de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	55
Medida exterior, largura líquida em mm	255
Medida exterior, profundidade líquida em mm	230
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	285
Medida exterior, profundidade bruta em mm	260
Peso líquido em kg	0,49
Peso bruto em kg	0,70