

E 313

Torneira de parede  
para remoção manual de água desmineralizada.



- Resistência à pressão até 10 Bar
- Completo com tubo de pressão de 150 cm

Código EAN: 4002511115279 / Número de material: 03830330 /  
Número de material antigo: 69431301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

E 313

Torneira de parede  
para remoção manual de água desmineralizada.



Código EAN: 4002511115279 / Número de material: 03830330 /  
Número de material antigo: 69431301D

PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria do produto</b>	
Reprocessamento da água	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Preto
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	195
Medida exterior, largura bruta em mm	190
Medida exterior, profundidade bruta em mm	240
Peso líquido em kg	1,06
Peso bruto em kg	1,31