

E 314

Torneira de bancada
para remoção manual de água desmineralizada.



- Resistente a pressão até 10 bar
- Resistência à pressão até 10 Bar
- Incl. mangueira de pressão de 150 cm
- Completo com tubo de pressão de 150 cm

Código EAN: 4002511115286 / Número de material: 03830340 /
Número de material antigo: 69431401D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 314

Torneira de bancada
para remoção manual de água desmineralizada.



Código EAN: 4002511115286 / Número de material: 03830340 /
Número de material antigo: 69431401D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Reprocessamento da água	•
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Preto
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	135
Medida exterior, largura bruta em mm	420
Medida exterior, profundidade bruta em mm	210
Peso líquido em kg	1,70
Peso bruto em kg	1,81