

E 402  
Complemento  
para colocação perfeita de até 44 vidros redondos.



- Adequado para 44 caixas petri com Ø 80 – 125 mm
- Equipado com 23 barras com uma distância de 15 mm mm

Código EAN: 4002511116627 / Número de material: 03830420 /  
Número de material antigo: 69540201D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para vidros redondos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Distância entre suportes em mm	15
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria redonda [número]	44
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	53
Medida exterior, largura líquida em mm	200
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	220
Medida exterior, profundidade bruta em mm	450
Peso líquido em kg	0,92
Peso bruto em kg	1,14