

E 403

Complemento

para colocação perfeita de até 105 vidros redondos.



- Adequado para 105 vidros de relógio com Ø 50 – 60 mm
- Equipado com 36 barras com uma distância de 9 mm

Código EAN: 4002511116634 / Número de material: 03830430 /  
Número de material antigo: 69540301D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para vidros redondos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Distância entre suportes em mm	9
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Vidraria redonda [número]	105
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	35
Medida exterior, largura líquida em mm	200
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	510
Medida exterior, profundidade bruta em mm	280
Peso líquido em kg	1,32
Peso bruto em kg	1,48