


A 2

Rede de cobertura

para fixação de material de lavagem sensível.




- Adequado para complementos 1/2
- Moldura metálica plastificada, com rede sintética
- Tamanho: 216 x 456 mm

Código EAN: 400251115590 / Número de material: 03830460 /
Número de material antigo: 69500201D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Cobertura	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan, Plástico
Cor	Verde, Branco, Preto
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, largura líquida em mm	216
Medida exterior, profundidade líquida em mm	456

A 2

Rede de cobertura
para fixação de material de lavagem sensível.



Código EAN: 400251115590 / Número de material: 03830460 /
Número de material antigo: 69500201D

Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	465
Peso líquido em kg	0,39
Peso bruto em kg	0,49