


A 2

Rede de cobertura
para fixação de material de lavagem sensível.



- Adequado para complementos 1/2
- Moldura metálica plastificada, com rede sintética
- Tamanho: 216 x 456 mm

Código EAN: 4002511115590 / Número de material: 03830460 /
Número de material antigo: 69500201D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Cobertura	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan, Plástico
Cor	Verde, Branco, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	216
Medida exterior, profundidade líquida em mm	456
Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	465
Peso líquido em kg	0,38
Peso bruto em kg	0,48