

AK 12  
Complemento  
para colocação de diversos utensílios.



- Adequado p/ por ex. bombas de amamentação, copos de vidro & funil

Código EAN: 4002511115620 / Número de material: 03830510 /  
Número de material antigo: 69501201D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para copos graduados	•
Complemento/Módulo para vidraria de colo largo	•
Outros complementos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	122
Medida exterior, largura líquida em mm	224
Medida exterior, profundidade líquida em mm	434
Medida exterior, altura bruta em mm	123
Medida exterior, largura bruta em mm	315
Medida exterior, profundidade bruta em mm	505
Peso líquido em kg	0,74
Peso bruto em kg	1,06