

E 416

Complemento

para colocação perfeita de 6 espéculos de uma e duas peças.



- Adequado para colocação de 6 espéculos de uma e duas peças
- 7 suportes, distância de 40 mm
- Aplic. no cesto superior (apenas c/ espéculo 1 peça) e inferior

Código EAN: 4002511803824 / Número de material: 03888650 /

Número de material antigo: 69541601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Categoria do produto	
Complemento para instrumentos de ginecologia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Capacidade	
Espéculos GIN [número]	6
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	157
Medida exterior, largura líquida em mm	178
Medida exterior, profundidade líquida em mm	279
Medida exterior, altura bruta em mm	210
Medida exterior, largura bruta em mm	200
Medida exterior, profundidade bruta em mm	365
Peso líquido em kg	0,69
Peso bruto em kg	0,97