


A 14
Tampa
para fixação de material de lavagem sensível.



- Tampa em aço inoxidável
- 7 x 7 mm recorte, 3 mm moldura

Código EAN: 4002511860995 / Número de material: 03981970 /
Número de material antigo: 69745002D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Categoria do produto	
Tampa	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	20
Medida exterior, largura líquida em mm	210
Medida exterior, profundidade líquida em mm	210
Medida exterior, altura bruta em mm	30
Medida exterior, largura bruta em mm	240
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,20
Peso bruto em kg	0,29