


A 14
Tampa
para fixação de material de lavagem sensível.



- Tampa em aço inoxidável
- 7 x 7 mm recorte, 3 mm moldura
- Para complemento AK 12

Código EAN: 4002511860995 / Número de material: 03981970 /
Número de material antigo: 69745002D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
Categoria do produto	
Tampa	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	20
Medida exterior, largura líquida em mm	210
Medida exterior, profundidade líquida em mm	210
Medida exterior, altura bruta em mm	30
Medida exterior, largura bruta em mm	240
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,20
Peso bruto em kg	0,29