

E 445

Tampa para casquilho  
para fixação perfeita de conjuntos de instrumentos com uso de casquilhos.



- 12 tampas para casquilhos
- Abertura Ø 6 mm mm

Código EAN: 4002511908185 / Número de material: 04203850 /  
Número de material antigo: 69744501D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Transparente
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos ociosos	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Diâmetro em mm	6
Peso líquido em kg	0,03
Peso bruto em kg	0,03