

E 446

Tampa para casquilho  
para fixação perfeita de conjuntos de instrumentos com uso de casquilhos.



- 12 tampas para casquilhos
- Abertura Ø 10 mm mm

Código EAN: 4002511908178 / Número de material: 04203860 /  
Número de material antigo: 69744601D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Transparente
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos ociosos	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Diâmetro em mm	10
Peso líquido em kg	0,03
Peso bruto em kg	0,03