

E 446

Tampa para casquilho

para fixação perfeita de conjuntos de instrumentos com uso de casquilhos.



- 12 tampas para casquilhos
- Abertura Ø 10 mm mm

Código EAN: 4002511908178 / Número de material: 04203860 /

Número de material antigo: 69744601D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquina de lavar, pequena, medicina dentária	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros acessórios	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos ocus	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Transparente
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Diâmetro em mm	10
Peso líquido em kg	0,03
Peso bruto em kg	0,04