

E 448

Tubo em silicone
para limpeza ótica de diversos conjuntos de instrumentos.



- Adaptador para Luer-Lock, macho
- Comprimento 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Bocal de lavagem, rosca 8 x 1 mm

Código EAN: 4002511908475 / Número de material: 04203880 /
Número de material antigo: 69744801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Transparente
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	300
Medida exterior, largura líquida em mm	8
Medida exterior, profundidade líquida em mm	8
Medida exterior, altura bruta em mm	10
Medida exterior, largura bruta em mm	170
Medida exterior, profundidade bruta em mm	125
Diâmetro em mm	10
Peso líquido em kg	0,02
Peso bruto em kg	0,02