

E 449

Adaptador

para ligação de conexões Luer-Lock, fêmea.



- Para Luer Lock, fêmea, aparafusável

Código EAN: 4002511908482 / Número de material: 04203890 /
Número de material antigo: 69744901D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Encaixe e adaptador para instrumentos de transferência	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	10
Medida exterior, largura líquida em mm	10
Medida exterior, profundidade líquida em mm	23
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Diâmetro em mm	10
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,01