

E 451

Cestos de rede

para colocação perfeita de diversos conjuntos de instrumentos.



- Caixa de rede com tampa para peças pequenas
- Rede metálica: 1 mm base, 0,8 mm lados, 1 mm tampa
- Malha: 3 mm base, 1,7 mm lateral, 3 mm tampa

Código EAN: 4002511908154 / Número de material: 04203910 /
Número de material antigo: 69545101D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Tabuleiro de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	55
Medida exterior, largura líquida em mm	160
Medida exterior, profundidade líquida em mm	240
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	165
Medida exterior, profundidade bruta em mm	245
Peso líquido em kg	0,79
Peso bruto em kg	0,85