


E 456

Mola de abertura

para fixação adequada do estado aberto de conj. instrumentos CMI.



Código EAN: 4002511908536 / Número de material: 04203960 /

Número de material antigo: 69745601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Suporte	•
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	76
Medida exterior, largura líquida em mm	2
Medida exterior, profundidade líquida em mm	144
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,01