


E 457

Complemento

para colocação perfeita de micro-instrumentos desmontáveis.



- Adequado para por ex. 12 peças e ainda depósitos de trabalho
- Base em rede metálica com malha de 3 mm, laterais fechadas
- Suporte soldado para 8-12 pegas, graduação variável
- Equipado com 3 adaptadores para acomodar e fixar

Código EAN: 4002512067331 / Número de material: 04618030 /
Número de material antigo: 69545702D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para instrumentos CMI	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	192
Medida exterior, largura líquida em mm	490
Medida exterior, profundidade líquida em mm	62
Medida exterior, altura bruta em mm	120
Medida exterior, largura bruta em mm	320
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	1,75
Peso bruto em kg	2,02