

E 800

Complemento

para colocação perfeita de 3 cestos de rede ou reniformes.



- Equipado com 4 suportes
- Aplicável no cesto superior e inferior

Código EAN: 4002512087773 / Número de material: 04637720 /

Número de material antigo: 69580001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Complemento para cesto de rede	•
Complemento para reniformes/alguidares	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de reniformes	•
Capacidade	
Reniformes [número]	3
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	165
Medida exterior, largura líquida em mm	140
Medida exterior, profundidade líquida em mm	290
Medida exterior, altura bruta em mm	190
Medida exterior, largura bruta em mm	195
Medida exterior, profundidade bruta em mm	430
Peso líquido em kg	0,29
Peso bruto em kg	0,49