


E 803

Complemento

para colocação perfeita de espéculos de otorrinolaringologia.



- 160 Compartimentos aprox. 13 x 13 mm
- Malha da base 1,7 mm
- Aplicável no cesto superior e inferior

Código EAN: 4002512087735 / Número de material: 04637750 /

Número de material antigo: 69580301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Categoria do produto	
Complemento para instrumentos de otorrinolaringologia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	160
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	63
Medida exterior, largura líquida em mm	165
Medida exterior, profundidade líquida em mm	317
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	220
Medida exterior, profundidade bruta em mm	450
Peso líquido em kg	1,25
Peso bruto em kg	1,30