

DOS S

Suporte da bomba doseadora

com fundo inclinado para o esvaziamento total do volume de líquidos.



- Indicado para a montagem da caixa de bomba doseadora DOS G2
- Indicado para a montagem da unidade de bomba doseadora DOS GP3
- Com 4 rodas móveis para a máxima mobilidade

Código EAN: 4002512161107 / Número de material: 04814240 /
Número de material antigo: 59170031D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Chapa de aço galvanizado, em pó
Cor	Cinzentos-ferro

DOS S

Suporte da bomba doseadora

com fundo inclinado para o esvaziamento total do volume de líquidos.



Código EAN: 4002512161107 / Número de material: 04814240 /
Número de material antigo: 59170031D

Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1030
Medida exterior, largura líquida em mm	1000
Medida exterior, profundidade líquida em mm	371
Medida exterior, altura bruta em mm	1030
Medida exterior, largura bruta em mm	1300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	413
Peso líquido [kg]	9,00
Peso bruto em kg	10,00