

E 460

Complemento

para colocação perfeita de diversos conjuntos de instrumentos para CMI.



- Adequado para ópticas rígidas de diferentes comprimentos
- Malha da base 8 x 1 mm, lateral/ tampa 7 x 7 x 3 mm
- Equipado com 3 suportes para encaixe de 2 ópticas rígidas

Código EAN: 4002512183383 / Número de material: 04861390 /
Número de material antigo: 69546001D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para instrumentos CMI	•
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	53
Medida exterior, largura líquida em mm	100
Medida exterior, profundidade líquida em mm	430
Medida exterior, altura bruta em mm	95
Medida exterior, largura bruta em mm	170
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	0,71
Peso bruto em kg	0,94