

U 881
Cesto inferior
com inserto fixo para pires.



- Para 54 pires
- Combinável com inserto E 809 para 23 chávenas
- Altura 9,5 (18,8 cm c/ E 809), largura 51,8, profundidade 48,6 cm

Código EAN: 4002512273398 / Número de material: 04906620 /
Número de material antigo: 67188102D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Cesto para pires	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Capacidade	
Pires [número]	54
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0

U 881
Cesto inferior
com inserto fixo para pires.



Código EAN: 4002512273398 / Número de material: 04906620 /
Número de material antigo: 67188102D

Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	99
Medida exterior, largura líquida em mm	529
Medida exterior, profundidade líquida em mm	515
Medida exterior, altura bruta em mm	210
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	535
Peso líquido em kg	3,78
Peso bruto em kg	4,60