

E 466  
Injetor  
para colocação perfeita de ressuscitadores 8 x 333 mm.



Código EAN: 4002512223744 / Número de material: 04966620 /  
Número de material antigo: 69746601D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros acessórios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	333
Medida exterior, altura bruta em mm	140
Medida exterior, largura bruta em mm	260
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Diâmetro em mm	8
Peso líquido em kg	0,85
Peso bruto em kg	1,00