

DGGL 1

Recipiente para cozinhar a vapor perfurado

Para todos os fornos a vapor DG, exceto DG 7000.

Código EAN: 4002512309219 / Número de material: 05001370 /
Número de material antigo: 22996084D



- Para cozinhar legumes, peixe, carne e batatas sem caldo
- Perfeito para descongelar alimentos congelados
- Capacidade: 1,5 l, Volume útil: 0,9 l
- Medidas externas L x P x A: 325 x 176 x 40 mm
- Acessórios profissionais de produção europeia