

E 484  
Complemento  
para colocação de utensílios diversos.



- Rede metálica 1,4 mm, malha 8 mm
- Equipável com suportes: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

Código EAN: 4002512398718 / Número de material: 05109190 /  
Número de material antigo: 69548401D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para reniformes/alguidares	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Capacidade</b>	
Socos de bloco OP [número]	16
Alguidares [número]	4
Reniformes [número]	9
Máscaras de proteção respiratória [número]	9
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	150
Medida exterior, largura líquida em mm	470
Medida exterior, profundidade líquida em mm	480
Medida exterior, altura bruta em mm	560
Medida exterior, largura bruta em mm	180
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	2,97
Peso bruto em kg	3,78