

E 486  
Suporte  
para colocação perfeita de bacias.



- Adequado para colocação de 1 bacias

Código EAN: 4002512398732 / Número de material: 05109230 /  
Número de material antigo: 69548601D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para reniformes/alguidares	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de alguidares	•
<b>Capacidade</b>	
Alguidares [número]	1
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	275
Medida exterior, largura líquida em mm	464
Medida exterior, profundidade líquida em mm	10
Medida exterior, altura bruta em mm	475
Medida exterior, largura bruta em mm	465
Medida exterior, profundidade bruta em mm	25
Peso líquido em kg	0,21
Peso bruto em kg	0,43