


E 486
Suporte
para colocação perfeita de bacias.



- Adequado para colocação de 1 bacias
- Encaixe múltiplo do suporte no complemento E 484

Código EAN: 4002512398732 / Número de material: 05109230 /
Número de material antigo: 69548601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Complemento para reniformes/alguidares	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de alguidares	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Capacidade	
Alguidares [número]	1
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	275
Medida exterior, largura líquida em mm	464
Medida exterior, profundidade líquida em mm	10
Medida exterior, altura bruta em mm	475
Medida exterior, largura bruta em mm	465
Medida exterior, profundidade bruta em mm	25
Peso líquido em kg	0,21
Peso bruto em kg	0,43