


E 487

Suporte

p/ colocação perfeita de 4 socos até uma altura de 280 mm.



Código EAN: 4002512398749 / Número de material: 05109250 /
Número de material antigo: 69548701D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para socos de bloco OP	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Capacidade	
Socos de bloco OP [número]	4
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	280
Medida exterior, largura líquida em mm	464
Medida exterior, profundidade líquida em mm	10
Medida exterior, altura bruta em mm	470
Medida exterior, largura bruta em mm	470
Medida exterior, profundidade bruta em mm	25
Peso líquido em kg	0,37
Peso bruto em kg	0,52