


E 475
Suporte
para estabilização de casquilhos.



- Adequado para complementos CMI

Código EAN: 4002512401234 / Número de material: 05226040 /
Número de material antigo: 69747501D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Suporte	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	110
Medida exterior, largura líquida em mm	155
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	110
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	510
Peso líquido em kg	0,10
Peso bruto em kg	0,22