

DOS 10/30

Bomba doseadora

para a dosagem de meios líquidos.



- Para meios líquidos, 10 ml/30 segundos
- Compl. c/ mangueiras e lança doseadora (330 mm) p/ recip. de 10 L

Código EAN: 4002512417549 / Número de material: 05267410 /
Número de material antigo: 69225002D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
G 7826	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Comprimento da lança de sucção em mm	333
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	116
Medida exterior, largura líquida em mm	63
Medida exterior, profundidade líquida em mm	102
Medida exterior, altura bruta em mm	300
Medida exterior, largura bruta em mm	250
Medida exterior, profundidade bruta em mm	425
Peso líquido em kg	4,50
Peso bruto em kg	5,00