

DOS 60/30

Bomba doseadora

para dosagem de meios líquidos, neutros/alcalinos.



- Para dosagem de detergente líquido
- Para dosagem de desinfetantes químicos
- Para montagem posterior pelo serviço técnico da Miele

Código EAN: 4002512417532 / Número de material: 05267420 /  
Número de material antigo: 69225003D

#### Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina

•

#### Equipamentos compatíveis

G 7825

•

G 7826

•

#### Categoria do produto

Sistema de dosagem

•

#### Caraterísticas do produto

Taxa de transferência em ml/60 s

120

Comprimento da lança de sucção em mm

333

#### Ligação elétrica padrão

Número de fases

0

Tensão em V

0

Frequência em Hz

0

Potência total em kW

0,00

Fusível em A

0

#### Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

0

Medida exterior, largura líquida em mm

0

Medida exterior, profundidade líquida em mm

0

Medida exterior, altura bruta em mm

310

Medida exterior, largura bruta em mm

250

Medida exterior, profundidade bruta em mm

430

Peso líquido em kg

1,70

Peso bruto em kg

1,95