


MVA
Conjunto de montagem
para colocação do equipamento sem sapata.



- Fornecido com: 4 pés, 4 garras e 4 cavilhas.

Código EAN: 4002512417525 / Número de material: 05318010 /
Número de material antigo: 69210004D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
G 7826	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	30
Medida exterior, largura bruta em mm	90
Medida exterior, profundidade bruta em mm	180
Peso líquido em kg	0,75
Peso bruto em kg	0,90