


E 489

Suporte universal

para colocação de diversos materiais de lavagem, p. ex. palmilhas p/ sapatos BO.



Código EAN: 4002512431835 / Número de material: 05337120 /
Número de material antigo: 69548901D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para socos de bloco OP	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	60
Medida exterior, largura líquida em mm	464
Medida exterior, profundidade líquida em mm	10
Medida exterior, altura bruta em mm	35
Medida exterior, largura bruta em mm	130
Medida exterior, profundidade bruta em mm	470
Peso líquido em kg	0,12
Peso bruto em kg	0,23