


E 984  
Complemento  
para colocação de utensílios diversos.



- Equipável com diversos suportes

Código EAN: 4002512431323 / Número de material: 05337750 /  
Número de material antigo: 69598401D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para reniformes/alguidares	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	371
Medida exterior, largura líquida em mm	150
Medida exterior, profundidade líquida em mm	572
Medida exterior, altura bruta em mm	390
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	590
Peso líquido em kg	2,95
Peso bruto em kg	3,30