

E 986
Suporte
para colocação perfeita de 5 bacias.



- Para usar na aplicação E 984

Código EAN: 4002512431347 / Número de material: 05337770 /
Número de material antigo: 69598601D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Complemento para reniformes/alguidares	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de alguidares	•
Capacidade	
Alguidares [número]	1
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	25
Medida exterior, largura bruta em mm	330
Medida exterior, profundidade bruta em mm	435
Peso líquido em kg	0,19
Peso bruto em kg	0,36